



## **HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ PHÂN TÍCH MẪU NGOẠI KIỂM CHƯƠNG TRÌNH MIỄN DỊCH ĐẶC BIỆT (RQ9141)**

### **I. Thông tin chương trình**

Chương trình Miễn dịch đặc biệt thiết kế bao gồm 10 chất phân tích đánh giá chức năng các tuyến nội tiết.

Mẫu ở dạng đông khô và thể tích là 2 mL. Khoa/Phòng xét nghiệm tham gia sẽ thực hiện phân tích 01 mẫu/tháng và gửi kết quả theo hướng dẫn.

### **II. Thông số thực hiện ngoại kiểm: 10 thông số**

1-25-OH-Vitamin D	C-peptide	Osteocalcin
25-OH-Vitamin D	IGF-1	Procalcitonin
Anti-TG	Insulin	PTH
Anti-TPO		

### **III. Thiết kế chương trình**

**Lựa chọn 1:** Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện phân tích mẫu ngoại kiểm một lần, trong 12 tháng. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét nghiệm nhận được cho chương trình là 12 mẫu/năm.

**Lựa chọn 2:** Khoa/phòng xét nghiệm tham gia hàng tháng, mỗi tháng thực hiện phân tích mẫu ngoại kiểm một lần trong 6 tháng cuối năm. Tổng số mẫu Khoa/phòng xét nghiệm nhận được cho chương trình là 06 mẫu/năm.

### **IV. Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Miễn dịch đặc biệt:**

***Để kết quả ngoại kiểm được chính xác, đề nghị Khoa/phòng xét nghiệm đọc kỹ và thực hiện theo hướng dẫn sau:***

#### **1. Nhận mẫu**

- Kiểm tra lọ mẫu ngoại kiểm ngay khi nhận được mẫu. Nội dung kiểm tra gồm:
  - + Thông tin trên lọ mẫu phải rõ ràng.
  - + Tính toàn vẹn lọ mẫu: không nứt hoặc vỡ.



+ Mẫu phải được bảo quản lạnh.

– Nếu có bất kỳ sai sót hoặc nghi ngờ nào, Khoa/phòng xét nghiệm cần thông báo ngay về Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trong vòng **02 ngày** kể từ khi nhận được mẫu. Mọi phản ánh từ Khoa/phòng sau thời gian này, Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm.

## **2. Bảo quản**

– Các lọ phải được bảo quản ở nhiệt độ  $2 \div 8^{\circ}\text{C}$  ngay sau khi nhận được mẫu cho đến khi mẫu được phân tích.

## **3. Độ an toàn**

– Mẫu chứa thành phần từ máu người và đã được kiểm tra âm tính với HIV-1, HIV-2, HCV, HBsAg theo phương pháp được FDA chứng nhận. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, mẫu cần được xử lý như mẫu bệnh nhân để tránh lây nhiễm

– Chỉ dùng cho phân tích trong phòng xét nghiệm.

– Tuân thủ các khuyến cáo thông thường về yêu cầu trong quy trình xử lý hóa chất phòng xét nghiệm.

## **4. Chuẩn bị mẫu để phân tích**

– Lấy mẫu ra khỏi tủ lạnh, mở nắp nhẹ nhàng, cẩn thận tránh làm thất thoát mẫu.

– Hoàn nguyên mẫu bằng cách cho **chính xác 2 mL nước cất hai lần ở nhiệt độ  $20^{\circ}\text{C}$  đến  $25^{\circ}\text{C}$**  vào lọ mẫu. Đậy nắp cao su.

– Lắc nhẹ lọ mẫu theo chiều trên-dưới để mẫu đông khô tan hoàn toàn, tránh tạo bọt

– Để ổn định lọ mẫu ở nơi **tránh ánh sáng 30 phút trước khi phân tích.**

– Khuyến cáo phân tích mẫu trong vòng 02 ngày sau khi hoàn nguyên.

– Bảo quản mẫu sau hoàn nguyên ở  $2^{\circ}\text{C}$  đến  $8^{\circ}\text{C}$  khi không sử dụng.

## **5. Phân tích mẫu**

Hút mẫu đã hoàn nguyên vào ống nghiệm/cống khô sạch và tiến hành phân tích như mẫu bệnh nhân. **Mỗi tháng phân tích 01 mẫu theo lịch.**

**\* Lưu ý:**



- Không được lắc mạnh
- PTH nên được phân tích ngay sau khi hoàn nguyên
- C-peptide, IGF-1, Procalcitonin cần được phân tích trong vòng 1 ngày sau khi hoàn nguyên
- Osteocalcin cần được phân tích trong vòng 4 giờ sau khi hoàn nguyên
- Sự nhiễm khuẩn mẫu ngoại kiểm sau khi hoàn nguyên sẽ làm giảm tính ổn định của nhiều thành phần trong mẫu.

## **6. Nhập kết quả**

- Sau khi phân tích xong, Khoa/phòng nhập kết quả trên trang thông tin điện tử **<https://eqa.qcc.edu.vn/>**.
- Kết quả phân tích phải được ghi chính xác con số cụ thể, không ghi dưới dạng nhỏ hơn hoặc lớn hơn.
- Khuyến cáo Khoa/phòng nên thực hiện phân tích mẫu và nhập kết quả ngoại kiểm trước hạn gửi kết quả 03-05 ngày để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
- Trường hợp Khoa/phòng không nhập kết quả đúng hạn do sự cố thì Khoa/phòng cần liên lạc với Trung tâm trước hạn gửi kết quả của chương trình.

## **V. Thông tin liên hệ**

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội

Tầng 6 nhà A6, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Chương trình ngoại kiểm Miễn dịch đặc biệt - Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch

Hot line: **0966.670.336**

Email: **[ngoaikiemmiendichdabiet@qcc.edu.vn](mailto:ngoaikiemmiendichdabiet@qcc.edu.vn)**